



NIRS Analyzer PRO 分析仪 – FiberSystem 光纤系统


A629281120

NIRS 近红外光谱分析仪 Pro 是基于高分辨率二极管阵列技术的单点过程分析系统。它使用光纤微束和接触探头用于反射和透射反射测量，可针对液体、颗粒、粉末、浆液或乳液等物质进行无破坏性的分析。


Scope of delivery A629281120

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.7440.480	NIRS Process, I/O 通讯盒

I/O 通讯盒，用于 Process 仪器，配有 24 条模拟和 24 条数字通道



Optional accessories

Order no.	Description	
6.7440.480	NIRS Process, I/O 通讯盒 I/O 通讯盒，用于 Process 仪器，配有 24 条模拟和 24 条数字通道	
A660044277	NIRS Analyzer PRO 灯具 12V/20W NIRS Analyzer Pro 近红外光谱分析仪所用的替换灯具（12V/20W）	