



Booster 紧急停机开关

BSTR20.EMG.S

Booster20A 配有紧急停机开关，可置放于接近仪器的位置。

Scope of delivery BSTR20.EMG.S

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	3500003600	Booster20A增流器

Booster20A 模块可将 PGSTAT302N 的最大电流增至 20 安培。与 Booster20A 联用时系统的响应电压为 20 V。

凭借其快速的响应时间，结合 FRA32M 模块 Autolab Booster20A 可优化燃料电池、蓄电池和超级电容器的电化学阻抗性能。booster 既可用于主动性电池也可用于被动性电池。Booster20A 可用于测量超级电容器的充电和放电特性、燃料电池的性能测试或大面积电极上的DC或AC测量。

