




BWSpec 软件

BWT-810000044

BWSpec® 是一款 B&W 的常规光谱软件，适用于仪器控制和数据采集，包括实时波峰分析和趋势。BWSpec 是购买所有 B&W Tek 便携式拉曼系统和光谱仪产品随附的一款操作软件。其适用功能广泛，只需点击一个按钮即可执行复杂的测量和计算。其支持多重数据格式并能提供选项优化测量参数，比如积分时间和激光输出功率控制。除了数据采集和数据处理外，它还提供自动暗去除、光谱平滑、基线校正以及峰值监测和趋势分析。

Optional accessories

Order no.	Description
BWT-840001254	BWID 非法和常规化学品库
	BWID 非法材料库，包括药物、TIC、TIM、前身和常规化学品。

