



手持式拉曼仪瓶适配器

BWT-840000345

手持式拉曼仪附件：瓶适配器

NR2-BSA

Scope of delivery BWT-840000345

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

NanoRam-1064 为高性能手持式拉曼光谱仪，以便为诸如 API、赋形剂和中间体进行非破坏性识别和验证，无论其颜色如何。NanoRam-1064 即紧凑又灵活，可以由非技术用户用于快速鉴别仓库、卸货区、现场或实验室中的样本，尽可能减少在整个生产过程中所需的隔离区域和加速材料。利用拉曼技术，NanoRam-1064 可以尽可能减少荧光，并通过识别纤维素、聚山梨酯和 Opadry® 间的等级差异判断样品的大致范围。借助 NanoRam-1064 可以通过透明容器进行快速来料检测，同时保持样品的数量和完整性。该装置还能提供全套新手库和方法验证，为方法和库的开发制定符合要求的工作流。



NanoRam 符合 US FDA 21 CFR 第 11 部分和 1040.10 部分，并可以在 cGMP 合规设施中发挥不可或缺的作用。NanoRam-1064 能满足包括美国药典 858>、欧洲药典 2.2.48、日本药典 2.26 以及中国药典指令对拉曼光谱的拉曼光谱法要求。拉曼是符合 PIC/S & GMP 指令的公认方法，对起始材料具有 100% 的识别准确性。我们可以提供完整的培训课程和支持服务，包括 IQ/OQ/PQ/DQ 实施服务，以及方法和/或新库开发支持。

TacticID® Mobile 是一款经济、符合人体工程学的 1064 nm 手持式拉曼光谱仪，具有目标库，可快速、无损地识别毒品、危险化学品和可疑材料。专为方便安全人员现场操作而设计，可直接通过透明容器快速扫描样品，识别结果清晰显示在大型、高亮度、高分辨率的触摸屏上。

TacticID Mobile 使用拉曼光谱来测量样品的分子指纹，并利用多种毒品、前体、有毒和常见化学品、药品、炸药及更多组成的嵌入式光谱库进行鉴定。通过需求点就地识别，急救人员可在不到一分钟的时间内获得可操作的样品识别结果以及安全信息（GHS 和 NFPA704），从而可以更准确地快速响应。

借助 TacticID Mobile 1064 nm 激发激光，用户可以识别棘手的街道样品、有色样品和不纯样品，荧光干扰小。该系统可以使用触摸屏和硬件按键界面进行操作，甚至佩戴防护装备时也可使用。它采用紧凑的设计，具有坚固的 IP68 橡胶保护层，符合 MIL-STD-810H 跌落测试要求。

每次扫描都可以添加其他信息，包括图片、位置标记、注释和其他识别信息，从而在一份文档中提供包含所有相关信息的全面报告。用户创建的库和自定义功能也可用。

