



TacticID-GP Plus 拉曼手持式光谱仪

BWT-840000972

该 TacticID-GP Plus 是一种现场使用的拉曼手持式光谱仪，用于快速和无损化学鉴定。反应时间和操作风险可借此有所降低。由于有直观的工作流程和触摸屏，故此可以通过不透明和透明的包装无损地分析样品。向用户，例如：安全人员、员工（执法机构）、海关和边境巡逻以及炸弹处理小组和危险材料清理小组，明确指出危险程度，即使在与样品发生小量接触的时候，他们也能迅速作出反应。该 TacticID-GP Plus 基于经验证的拉曼光谱，并能让用户实时鉴定样品，并明确显示危险程度以及依照 GHS 和 NFPA704 的安全提示。

Scope of delivery BWT-840000972

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	BWT-840000294	电池充电站

锂离子电池充电站（仅用于对 NR-电池 和 TID-电池充电）。



1 PCS

BWT-
840000295

液体用小管，直径为 15 mm

一包有 6 个 硼硅酸盐玻璃材质的小管（直径 15 mm），包括袋子。




2 PCS

BWT-
840000403

10.8V 可充电锂离子电池

可充电锂离子电池：适合于 TacticID-N Plus、TacticID Mobile 和 NanoRam-1064。

TID-BAT



1 PCS

BWT-
840000406

TacticID 小管支架适配器。

TacticID 小管支架的适配器，与直径为 15 mm 的小管兼容。



1 PCS

BWT-
840000414

18-V-电网适配器

电网适配器，用于 18 VDC、1.67 A。USA、EU、UK 和 AU 用插头包含在标准配置中。

TID-PWA



1 PCS

BWT-
840000416

TacticID Point-and-Shoot-适配器

TacticID Point-and-Shoot-适配器。



1 PCS

BWT-
840000417

TacticID 验证盖

TacticID 验证盖，内置符合 ASTM 标准的聚苯乙烯。搭配 TacticID-N Plus 和 TacticID-GP Plus 一起使用。



1 PCS

BWT-
840000418

TacticID-GP 电极轴保护盖（黄色）

TacticID-GP 和 TacticID-GP Plus 电极轴保护盖（黄色）

TID-CAP-GP



1 PCS

BWT-
840000422

TacticID 便携箱

坚固的 TacticID 便携箱，硬塑料材质。



1 PCS BWT- TacticID 矩形适配器
840000491

TacticID 矩形适配器。



1 PCS BWT- 一次性电池的盒子
840000498

TacticID 电池盒，搭配六节 123A 型一次性电池使用（例如：Surefire）。无电池



1 PCS BWT- USB 电缆
840000858

USB 电缆，支持微型 USB 端口，最高可支持 A 型 USB 2.0。



1 PCS BWT- USB-OTG-主机电缆
840000948

USB-OTG-主机电缆，用于在一个 U 盘和一个手持式系统之间进行数据传输。



1 PCS

BWT- 完整的拉曼光谱库 (TacticID Plus)
840000974

TacticID Plus 的完整拉曼光谱库，有超过 10000 种常见化学品、麻醉剂、溶剂和塑料的光谱。包括 NFPA704- 和 GHS-安全提示。



1 PCS

BWT- 常见化学品、毒品、炸药、溶剂和塑料的光谱库
840000975 (TacticID Plus)

TacticID Plus 的完整拉曼光谱库，有超过 1200 种常见化学品、麻醉剂、炸药、溶剂和塑料的光谱。包括 NFPA704- 和 GHS-安全提示。可能受出口管制。



1 PCS

BWT- TacticID Plus 软件
840000981

U 盘，含计算机用 TacticID Plus TID-软件、TID-安装包和 TacticID Plus 产品手册。



1 PCS


BWT- TacticID 的输入笔/圆珠笔
840000419

触摸屏用输入笔/圆珠笔的组合（一包 5 个）。

TID-STY



Optional accessories

Order no.	Description	
BWT- 840000329	15-mm-小管用袋子 15-mm-小管用袋子。	
BWT- 840000353	柄的保护盖 拉曼手持式仪器柄的保护盖，一包 10 个。	
BWT- 840000361	激光功率的手持式测量仪器 激光功率测量仪器，杆式设计，经校准。范围：5 微瓦至 1 瓦特。用于 OQ/PQ 和激光功率测量仪器的年度认证。	

BWT-
840000428

WLAN-路由器

便携式，电池供电的 WLAN 路由器，3G/4G 连接。



BWT-
840000912

手持式拉曼仪 O-型圈更换套件

手持式拉曼仪 O-型圈更换套件 - (仅适用于电极轴) ,

套件包括: O 型圈#1 ID 9.00 mm x15 和 O 型圈#2 ID 10.00 mm x15
(TacticID-N Plus、TacticID Mobile 和 NanoRam-1064) 。

TID-ORK



BWT-
840000524

TacPac™ 适配器


SERS 分析适配器，搭配 TacPac™-P SERS 基板使用。



BWT-
840000669

TacticID Car Charger

用于 TacticID-N Plus 的 Car Charger



BWT-
840000976

常见化学品、毒品、溶剂和塑料的光谱库 (TacticID Plus)

TacticID Plus 的拉曼光谱库，有超过 1180 种常见化学品、麻醉剂、溶剂和塑料的光谱。包括 NFPA704- 和 GHS-安全提示。



BWT-
840000977

炸药拉曼光谱库 (TacticID Plus)

TacticID Plus 的炸药拉曼光谱库，有超过 180 个光谱。包括 NFPA704- 和 GHS-安全提示。

提示：本产品可能受某些地区的出口管制。



BWT-
840000978

宝石拉曼光谱库 (TacticID Plus)

TacticID Plus 的宝石拉曼光谱库，有超过 467 个光谱。



BWT-
840000979

化学战争用剂拉曼光谱库 (TacticID Plus)

化学战争用剂拉曼光谱库，用于 TacticID Plus。包括 NFPA704- 和 GHS-安全提示。提示：本产品可能受某些地区的出口管制。



BWT-
840000603

TacticID 适配器的袋子

TacticID (785 nm) 适配器袋子



BWT-
840001124

TacPac 样品前处理试剂盒（25 个装）

SERS 分析样品前处理试剂盒，可与 B&W Tek 的手持式拉曼光谱仪配合使用。用于难以测量样品的拉曼信号放大和荧光减少。可与 785 nm 激光激发配合使用。一次性塑料实验室刮铲、移液管和 PP 刻度微量离心管 (2 ml)，用于前处理样品，以便使用 TacPac™ S ERS 进行测试。包装包括 25 个 SERS 基板。



TAP-SAM25

BWT-
840001125

TacPac 样品前处理试剂盒（50 个装）

SERS 分析样品前处理试剂盒，可与 B&W Tek 的手持式拉曼光谱仪配合使用。用于难以测量样品的拉曼信号放大和荧光减少。可与 785 nm 激光激发配合使用。一次性塑料实验室刮铲、移液管和 PP 刻度微量离心管 (2 ml)，用于前处理样品，以便使用 TacPac™ S ERS 进行测试。包装包括 50 个 SERS 基板。



TAP-SAM50