



TacticID-N Plus 手持式 Raman Spectrometer

BWT-840000994

TacticID[®]-N Plus 是一款现场即用的手持式拉曼光谱仪，专门为执法人员对毒品、药物、切削剂及其前体进行非接触式法医分析而设计。

具有直观的工作流程和触摸屏，可以通过不透明和透明的包装对样品进行无损分析。其能够将样品威胁级别明确显示给用户，例如安全人员、应急服务部门（如执法部门）、海关和边防人员以及炸弹处理小组和危险物品处理小组，使他们能够在尽可能避免接触样品的情况下迅速采取行动。TacticID-N Plus 利用了经实验室验证的拉曼光谱，用户可以实时识别非法物质，而不会损害样品或证据链的完整性。

TacticID-N Plus 用户可以定期更新库内信息，以持续保持敏锐的识别能力，以应对新出现的毒品。

Scope of delivery BWT-840000994

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

BWT-
840000295

液体用小管，直径为 15 mm

一包有 6 个 硼硅酸盐玻璃材质的小管（直径 15 mm），包括袋子。




1 PCS

BWT-
840000403

10.8V 可充电锂离子电池

可充电锂离子电池：适合于 TacticID-N Plus、TacticID Mobile 和 NanoRam-1064。

TID-BAT



1 PCS

BWT-
840000406

TacticID 小管支架适配器。

TacticID 小管支架的适配器，与直径为 15 mm 的小管兼容。



1 PCS

BWT-
840000414

18-V-电网适配器

电网适配器，用于 18 VDC、1.67 A。USA、EU、UK 和 AU 用插头包含在标准配置中。

TID-PWA



1 PCS BWT- TacticID Point-and-Shoot-适配器
840000416

TacticID Point-and-Shoot-适配器。



1 PCS BWT- TacticID 验证盖
840000417

TacticID 验证盖，内置符合 ASTM 标准的聚苯乙烯。搭配 TacticID-N Plus 和 TacticID-GP Plus 一起使用。



1 PCS BWT- TacticID 的输入笔/圆珠笔
840000419

触摸屏用输入笔/圆珠笔的组合（一包 5 个）。

TID-STY



1 PCS BWT- TacticID 便携箱
840000422

坚固的 TacticID 便携箱，硬塑料材质。



1 PCS BWT- TacticID-N 电极轴保护盖（黑色）
840000429

TacticID-N 和 TacticID-N Plus 电极轴保护盖（黑色）

TID-CAP-N



1 PCS BWT- USB 电缆
840000858

USB 电缆，支持微型 USB 端口，最高可支持 A 型 USB 2.0。



1 PCS BWT- USB-OTG-主机电缆
840000948

USB-OTG-主机电缆，用于在一个 U 盘和一个手持式系统之间进行数据传输。



1 PCS BWT- TacticID Plus 软件
840000981

U 盘，含计算机用 TacticID Plus TID-软件、TID-安装包和 TacticID Plus 产品手册。



1 PCS

BWT-
840001251

TacticID 非法和常规化学品库

TacticID N Plus 非法材料库，包括药物、TIC、TIM、前身和常规化学品。



1 PCS

BWT-
840000528

用于 TacticID-N Plus 的 TacPac™ 套件

TAP-KIT-T 是一款搭配 TacticID-N Plus 使用的 SERS 分析套件，用于难以测量样品的拉曼信号放大和荧光减少。该套件包含了黑色皮套、镊子、SERS 分析适配器和 25 SERS 底座材料

SERS 分析套件适合与 B&W Tek 的手持式拉曼光谱仪一起使用。用于难以测量样品的拉曼信号放大和荧光减少。可与 785 nm 激光激发配合使用。包括：镊子、TacPac 适配器、25 个 SERS 带。

TAP-KIT-T



1 PCS

BWT-
840000354


适配器袋 (NR2-PCH-ADPT)

手持式拉曼适配器袋可与 NanoRam-1064、TacticID-N Plus 和 TacticID Mobile 相配

NR2-PCH-ADPT



Optional accessories

Order no.	Description	
BWT- 840000294	电池充电站 锂离子电池充电站（仅用于对 NR-电池 和 TID-电池充电）。	
BWT- 840000329	15-mm-小管用袋子 15-mm-小管用袋子。	
BWT- 840000353	柄的保护盖 拉曼手持式仪器柄的保护盖，一包 10 个。	

BWT-
840000361

激光功率的手持式测量仪器

激光功率测量仪器，杆式设计，经校准。范围：5 微瓦至 1 瓦特。用于 OQ/PQ 和激光功率测量仪器的年度认证。



BWT-
840000912

手持式拉曼仪 O-型圈更换套件

手持式拉曼仪 O-型圈更换套件 - (仅适用于电极轴) ,

套件包括: O 型圈#1 ID 9.00 mm x15 和 O 型圈#2 ID 10.00 mm x15 (TacticID-N Plus、TacticID Mobile 和 NanoRam-1064) 。

TID-ORK



BWT-
840000491

TacticID 矩形适配器

TacticID 矩形适配器。



BWT-
840000498

一次性电池的盒子

TacticID 电池盒，搭配六节 123A 型一次性电池使用（例如：Surefire）。无电池



BWT-
840000524

TacPac™ 适配器

SERS 分析适配器，搭配 TacPac™-P SERS 基板使用。



BWT-
840000603

TacticID 适配器的袋子


TacticID (785 nm) 适配器袋子



BWT-
840000669

TacticID Car Charger

用于 TacticID-N Plus 的 Car Charger



BWT-
840000976

常见化学品、毒品、溶剂和塑料的光谱库 (TacticID Plus)

TacticID Plus 的拉曼光谱库，有超过 1180 种常见化学品、麻醉剂、溶剂和塑料的光谱。包括 NFPA704- 和 GHS-安全提示。



BWT-
840001124

TacPac 样品前处理试剂盒 (25 个装)

SERS 分析样品前处理试剂盒，可与 B&W Tek 的手持式拉曼光谱仪配合使用。用于难以测量样品的拉曼信号放大和荧光减少。可与 785 nm 激光激发配合使用。一次性塑料实验室刮铲、移液管和 PP 刻度微量离心管 (2 ml)，用于前处理样品，以便使用 TacPac™ S ERS 进行测试。包装包括 25 个 SERS 基板。



TAP-SAM25

BWT-
840001125

TacPac 样品前处理试剂盒 (50 个装)

SERS 分析样品前处理试剂盒，可与 B&W Tek 的手持式拉曼光谱仪配合使用。用于难以测量样品的拉曼信号放大和荧光减少。可与 785 nm 激光激发配合使用。一次性塑料实验室刮铲、移液管和 PP 刻度微量离心管 (2 ml)，用于前处理样品，以便使用 TacPac™ S ERS 进行测试。包装包括 50 个 SERS 基板。



TAP-SAM50

607506480

SERS Discovery Kit

SERS 分析入门套件，包含金和银 P-SERS 带以及银胶体。

