



TacticID Mobile

BWT-840001195

TacticID® Mobile 是一款经济、符合人体工程学的 1064 nm 手持式拉曼光谱仪，具有目标库，可快速、无损地识别毒品、危险化学品和可疑材料。专为方便安全人员现场操作而设计，可直接通过透明容器快速扫描样品，识别结果清晰显示在大型、高亮度、高分辨率的触摸屏上。

TacticID Mobile 使用拉曼光谱来测量样品的分子指纹，并利用多种毒品、前体、有毒和常见化学品、药品、炸药及更多组成的嵌入式光谱库进行鉴定。通过需求点就地识别，急救人员可在不到一分钟的时间内获得可操作的样品识别结果以及安全信息（GHS 和 NFPA704），从而可以更准确地快速响应。

借助 TacticID Mobile 1064 nm 激发激光，用户可以识别棘手的街道样品、有色样品和不纯样品，荧光干扰小。该系统可以使用触摸屏和硬件按键界面进行操作，甚至佩戴防护装备时也可使用。它采用紧凑的设计，具有坚固的 IP68 橡胶保护层，符合 MIL-STD-810H 跌落测试要求。

每次扫描都可以添加其他信息，包括图片、位置标记、注释和其他识别信息，从而在一份文档中提供包含所有相关信息的全面报告。用户创建的库和自定义功能也可用。

Scope of delivery BWT-840001195

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

BWT-
840000342

直角适配器

直角适配器，适用于使用手持式拉曼仪器进行的免持测量。可与 NanoRam-1064 和 TacticID Mobile 相配。



1 PCS

BWT-
840000343

附加透镜

用于手持式拉曼仪器的附加透镜。可与 NanoRam-1064 和 TacticID Mobile 相配。



1 PCS

BWT-
840000344

小管支架的适配器

小管支架的适配器，与直径为 15 mm 的小管兼容。



1 PCS

BWT-
840000345

手持式拉曼仪瓶适配器

手持式拉曼仪附件：瓶适配器

NR2-BSA



1 PCS

BWT-
840000348

聚苯乙烯验证盖

聚苯乙烯验证盖，内置符合 ASTM 标准的聚苯乙烯。




1 PCS

BWT-
840000353

柄的保护盖

拉曼手持式仪器柄的保护盖，一包 10 个。



1 PCS

BWT-
840000354

适配器袋 (NR2-PCH-ADPT)

手持式拉曼适配器袋可与 NanoRam-1064、TacticID-N Plus 和 TacticID Mobile 相配

NR2-PCH-ADPT



1 PCS

BWT-
840000419

TacticID 的输入笔/圆珠笔

触摸屏用输入笔/圆珠笔的组合（一包 5 个）。

TID-STY



1 PCS

BWT- 手持式拉曼仪 O-型圈更换套件
840000912

手持式拉曼仪 O-型圈更换套件 - (仅适用于电极轴) ,

套件包括: O 型圈#1 ID 9.00 mm x15 和 O 型圈#2 ID 10.00 mm x15
(TacticID-N Plus、TacticID Mobile 和 NanoRam-1064) 。

TID-ORK




1 PCS

BWT- C 型到 A 型 USB 电缆
840001191

C 型到 A 型 USB 电缆。与 TacticID Mobile 兼容

HHX-USB




1 PCS

BWT- 带国际插头的 TacticID Mobile 电源适配器
840001192

电源适配器 15V 3.6A DC。随附用于美国、欧盟、英国和澳大利亚的插头。与 TacticID Mobile 兼容


HHX-PWA



1 PCS


BWT- TacticID Mobile 非法和常规化学品库
840001252

TacticID Mobile 非法材料库, 包括药物、TIC、TIM、前体和常规化学品。




USB 驱动器中含 TacticID Mobile 用户手册；包括 A 型 USB 接头和 C 型 USB 接头，可用于 OTG 功能。

HHX-USB-OTG



Optional accessories

Order no.	Description	
BWT-840000403	10.8V 可充电锂离子电池	
	可充电锂离子电池：适合于 TacticID-N Plus、TacticID Mobile 和 NanoRam-1064。	
	TID-BAT	
BWT-840000428	WLAN-路由器	
	便携式，电池供电的 WLAN 路由器，3G/4G 连接。	
BWT-840000949	大光斑适配器	
	大光斑采样适配器专为瑞士万通手持式 Raman 系统而设计，可提供较大的光斑尺寸和较大的采样深度，以最大程度地降低样品燃烧的风险，特别是对于敏感或深色的样品。此外，在与透视软件兼容的设备一起使用时，该适配器支持透视功能。	
	TID-STA	

BWT-
840000969

手持式拉曼仪 1064 浸入式探针

手持式拉曼光谱仪 1064 附件：接触浸入式探针，6" 长度，工作距离约 1 mm，室温下工作压力不超过 2 巴。

NRX-CTP-IMP



BWT-
840000970

手持式拉曼仪大瓶适配器 (1064)

手持式拉曼光谱仪 1064 附件：工作距离为 10 毫米的大瓶适配器。

NRX-BSA



BWT-
840001154

HH Raman 系列的肩包

TacticID 系列的肩包。采用 1000d 重型织物制成，有多个战术袋和隔间，其设计坚固耐用且耐磨。兼容所有 TacticID 产品和 NanoRam 产品。仅用于运输目的。

TID-SBG



BWT-
840001184

TacticID Mobile 的 1000 多种化合物的拉曼光谱库

拉曼光谱库中含有 1000 多种常用化学品、毒品、溶剂和塑料的光谱。包括 NFPA704 和 GHS 安全信息。与 TacticID Mobile 一起使用。

TDL-XM-CNSP




BWT-
840001194

TacticID Mobile 移动电源

用于 TacticID Mobile 的移动电源（电池组）。与 TacticID Mobile 装置和 TacticID Mobile 电源适配器兼容，用于充电。

HHX-PWB




BWT-
840001223

用于 TacticID Mobile 的 USB-C Car Charger

用于 TacticID Mobile 的 USB-C Car Charger。包括专用 USB-C Cable，可用于在车内快速充电。

HHX-CCA 型号



BWT-
840001252

TacticID Mobile 非法和常规化学品库

TacticID Mobile 非法材料库，包括药物、TIC、TIM、前体和常规化学品。



BWT-
840001266

TacticID Mobile 综合 Raman 功能库

TacticID Mobile 瑞士万通综合 Raman 功能库 - 超过 29'000 个光谱条目，包括化学品、矿物、有机化学品、溶剂、聚合物、染料和颜料、TIC、TIM、无机和有机金属、个人护理产品和非法材料。

TDL-XM-MCRL



BWT-
840001323

TacticID Mobile 矿物光谱库

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 矿物光谱库。



BWT-
840001226

TacticID Mobile 爆炸物光谱库

用于 TacticID Mobile 的爆炸物光谱库。



BWT-
840001190

TacticID Mobile CWA 光谱库

用于 TacticID Mobile 的化学战剂光谱库（CWA）。



BWT-
840001294

TacticID Mobile MCRL - 无机金属和有机金属

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 无机金属和有机金属综合拉曼光谱库（MCRL）。



BWT-
840001302

TacticID Mobile MCRL - 个人护理用品

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 个人护理产品综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001306

TacticID Mobile MCRL - 聚合物和聚合物添加剂

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 聚合物和聚合物添加剂综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001310

TacticID Mobile MCRL - 染料、颜料和染色剂

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 染料、颜料和染色剂综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001298

TacticID Mobile MCRL - 有机物

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 有机物综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001319

TacticID Mobile MCRL 卤代有机物

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 卤代有机物综合拉曼光谱库。



BWT-
840001320

TacticID Mobile MCRL 含氮有机物组

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 含氮有机物组综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001321

TacticID Mobile MCRL 含氧有机物组

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 含氧有机物组综合拉曼光谱库。



BWT-
840001322

TacticID Mobile MCRL 含硫有机物组

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 含硫有机物组综合拉曼光谱库 (MCRL)。



66079320

TacticID Mobile MCRL - 农药

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 农药综合拉曼光谱库 (MCRL)。



66079330

TacticID Mobile MCRL - 生物化学品

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 生物化学品综合拉曼光谱库 (MCRL)。



66079340

TacticID Mobile MCRL - API

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 活性药物成分 (API) 综合拉曼光谱库 (MCRL)。

