

适用于 532nm 探针的 Hastelloy 浸入式电极杆

BWT-840001204

RIS100-HS-532-08: Hastelloy 浸入式电极杆, 适用于激发波长为 532 nm 的 BAC102 /BAC100B 拉曼探针。具有 0.5" (12.7 mm) O.D x 8" (203.2 mm) L Hastlloy C-276 电极杆和一个黄金密封水晶球透镜。空气中工作距离为 0.4 mm, 水中工作距离为 0.6 mm。电极杆操作温度高达 250 摄氏度, 压力高达 4000 psi。电极杆必须与 B&W Tek 拉曼探针同时购买。

RIS100-HS-532-08