

用于 TacticID Mobile 的 USB-C Car Charger

BWT-840001223

用于 TacticID Mobile 的 USB-C Car Charger。包括专用 USB-C Cable，可用于在车内快速充电。

HHX-CCA 型号

Optional accessories

Order no.	Description
BWT-840001195	TacticID Mobile

TacticID® Mobile 是一款经济、符合人体工程学的 1064 nm 手持式拉曼光谱仪，具有目标库，可快速、无损地识别毒品、危险化学品和可疑材料。专为方便安全人员现场操作而设计，可直接通过透明容器快速扫描样品，识别结果清晰显示在大型、高亮度、高分辨率的触摸屏上。

TacticID Mobile 使用拉曼光谱来测量样品的分子指纹，并利用多种毒品、前体、有毒和常见化学品、药品、炸药及更多组成的嵌入式光谱库进行鉴定。通过需求点就地识别，急救人员可在不到一分钟的时间内获得可操作的样品识别结果以及安全信息（GHS 和 NFPA704），从而可以更准确地快速响应。

借助 TacticID Mobile 1064 nm 激发激光，用户可以识别棘手的街道样品、有色样品和不纯样品，荧光干扰小。该系统可以使用触摸屏和硬件按键界面进行操作，甚至佩戴防护装备时也可使用。它采用紧凑的设计，具有坚固的 IP68 橡胶保护层，符合 MIL-STD-810H 跌落测试要求。

每次扫描都可以添加其他信息，包括图片、位置标记、注释和其他识别信息，从而在一份文档中提供包含所有相关信息的全面报告。用户创建的库和自定义功能也可用。

