



TacticID Mobile Flex

BWT-840001336

TacticID Mobile Flex 套件可让用户对 TacticID Mobile 进行自定义，以满足其需求。Flex 套件包括运行 TacticID Mobile 所需的基本组件，不含采样附件。运行时至少需要一个采样附件。

TacticID Mobile Flex 套件包括聚苯乙烯校验帽、C 型至 A 型的 USB 电缆、10.8 V 可充电锂离子电池和带有国际插头的 TacticID 移动电源适配器。

Scope of delivery BWT-840001336

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	BWT-840000348	聚苯乙烯验证盖

聚苯乙烯验证盖，内置符合 ASTM 标准的聚苯乙烯。




1 PCS

BWT-
840000403

10.8V 可充电锂离子电池

可充电锂离子电池：适合于 TacticID-N Plus、TacticID Mobile 和 NanoRam-1064。

TID-BAT



1 PCS

BWT-
840001252

TacticID Mobile 非法和常规化学品库

TacticID Mobile 非法材料库，包括药物、TIC、TIM、前体和常规化学品。




1 PCS

BWT-
840001191

C 型到 A 型 USB 电缆

C 型到 A 型 USB 电缆。与 TacticID Mobile 兼容

HHX-USB




1 PCS

BWT-
840001192

带国际插头的 TacticID Mobile 电源适配器

电源适配器 15V 3.6A DC。随附用于美国、欧盟、英国和澳大利亚的插头。与 TacticID Mobile 兼容

HHX-PWA



Optional accessories

Order no.	Description	
BWT-840000342	直角适配器	
直角适配器，适用于使用手持式拉曼仪器进行的免持测量。可与 NanoRam-1064 和 TacticID Mobile 相配。		
BWT-840000343	附加透镜	
用于手持式拉曼仪器的附加透镜。可与 NanoRam-1064 和 TacticID Mobile 相配。		
BWT-840000344	小管支架的适配器	
小管支架的适配器，与直径为 15 mm 的小管兼容。		

BWT-
840000345

手持式拉曼仪瓶适配器

手持式拉曼仪附件：瓶适配器


NR2-BSA



BWT-
840000353

柄的保护盖

拉曼手持式仪器柄的保护盖，一包 10 个。



BWT-
840000354

适配器袋 (NR2-PCH-ADPT)

手持式拉曼适配器袋可与 NanoRam-1064、TacticID-N Plus 和 TacticID Mobile 相配

NR2-PCH-ADPT



BWT-
840000419

TacticID 的输入笔/圆珠笔

触摸屏用输入笔/圆珠笔的组合（一包 5 个）。

TID-STY



BWT-
840000428

WLAN-路由器

便携式，电池供电的 WLAN 路由器，3G/4G 连接。



BWT-
840000912

手持式拉曼仪 O-型圈更换套件

手持式拉曼仪 O-型圈更换套件 - (仅适用于电极轴) ,

套件包括: O 型圈#1 ID 9.00 mm x15 和 O 型圈#2 ID 10.00 mm x15 (TacticID-N Plus、TacticID Mobile 和 NanoRam-1064) 。

TID-ORK



BWT-
840000949

大光斑适配器

大光斑采样适配器专为瑞士万通手持式 Raman 系统而设计，可提供较大的光斑尺寸和较大的采样深度，以最大程度地降低样品燃烧的风险，特别是对于敏感或深色的样品。此外，在与透视软件兼容的设备一起使用时，该适配器支持透视功能。

TID-STA



BWT-
840000969

手持式拉曼仪 1064 浸入式探针

手持式拉曼光谱仪 1064 附件: 接触浸入式探针, 6" 长度, 工作距离约 1 mm, 室温下工作压力不超过 2 巴。

NRX-CTP-IMP



BWT-
840000970

手持式拉曼仪大瓶适配器 (1064)

手持式拉曼光谱仪 1064 附件：工作距离为 10 毫米的大瓶适配器。

NRX-BSA



BWT-
840001154

HH Raman 系列的肩包

TacticID 系列的肩包。采用 1000d 重型织物制成，有多个战术袋和隔间，其设计坚固耐用且耐磨。兼容所有 TacticID 产品和 NanoRam 产品。仅用于运输目的。


TID-SBG



BWT-
840001252

TacticID Mobile 非法和常规化学品库

TacticID Mobile 非法材料库，包括药物、TIC、TIM、前体和常规化学品。



BWT-
840001266

TacticID Mobile 综合 Raman 功能库

TacticID Mobile 瑞士万通综合 Raman 功能库 - 超过 29'000 个光谱条目，包括化学品、矿物、有机化学品、溶剂、聚合物、染料和颜料、TIC、TIM、无机和有机金属、个人护理产品和非法材料。

TDL-XM-MCRL




BWT-
840001194

TacticID Mobile 移动电源

用于 TacticID Mobile 的移动电源（电池组）。与 TacticID Mobile 装置和 TacticID Mobile 电源适配器兼容，用于充电。

HHX-PWB




BWT-
840001223

用于 TacticID Mobile 的 USB-C Car Charger

用于 TacticID Mobile 的 USB-C Car Charger。包括专用 USB-C Cable，可用于在车内快速充电。

HHX-CCA 型号




BWT-
840001193

USB 驱动器中含 TacticID Mobile 用户手册

USB 驱动器中含 TacticID Mobile 用户手册；包括 A 型 USB 接头和 C 型 USB 接头，可用于 OTG 功能。

HHX-USB-OTG



BWT-
840001184

TacticID Mobile 的 1000 多种化合物的拉曼光谱库

拉曼光谱库中含有 1000 多种常用化学品、毒品、溶剂和塑料的光谱。包括 NFPA704 和 GHS 安全信息。与 TacticID Mobile 一起使用。

TDL-XM-CNSP



BWT-
840001323

TacticID Mobile 矿物光谱库

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 矿物光谱库。



BWT-
840001226

TacticID Mobile 爆炸物光谱库

用于 TacticID Mobile 的爆炸物光谱库。



BWT-
840001190

TacticID Mobile CWA 光谱库

用于 TacticID Mobile 的化学战剂光谱库（CWA）。



BWT-
840001294

TacticID Mobile MCRL - 无机金属和有机金属

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 无机金属和有机金属综合拉曼光谱库（MCRL）。



BWT-
840001302

TacticID Mobile MCRL - 个人护理用品

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 个人护理产品综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001306

TacticID Mobile MCRL - 聚合物和聚合物添加剂

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 聚合物和聚合物添加剂综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001310

TacticID Mobile MCRL - 染料、颜料和染色剂

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 染料、颜料和染色剂综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001298

TacticID Mobile MCRL - 有机物

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 有机物综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001319

TacticID Mobile MCRL 卤代有机物

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 卤代有机物综合拉曼光谱库。



BWT-
840001320

TacticID Mobile MCRL 含氮有机物组

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 含氮有机物组综合拉曼光谱库 (MCRL)。



BWT-
840001321

TacticID Mobile MCRL 含氧有机物组

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 含氧有机物组综合拉曼光谱库。



BWT-
840001322

TacticID Mobile MCRL 含硫有机物组

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 含硫有机物组综合拉曼光谱库 (MCRL)。



66079320

TacticID Mobile MCRL - 农药

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 农药综合拉曼光谱库 (MCRL)。



66079330

TacticID Mobile MCRL - 生物化学品

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 生物化学品综合拉曼光谱库 (MCRL)。



66079340

TacticID Mobile MCRL - API

用于 TacticID Mobile 的 Metrohm 活性药物成分 (API) 综合拉曼光谱库 (MCRL)。

