




96X丝网印刷碳电极

DRP-96X110-U4

96X丝网印刷碳电极。由96个三电极电化电池组成。镀金触点路径印刷于金属板的背部。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-CONNECTOR96X	将96X格式丝网印刷电极连接至各型号稳压器（多个）。

将96X格式丝网印刷电极连接至各型号稳压器（多个）。利用两个旋转选择器选择字母行（A行至H行）和数字列（1列至12列），以识别待分析电解池。

