


丝网印刷电极聚醚醚酮流通池

DRP-CELL-PEEK

聚醚醚酮流通池，用于批处理中选择性搅拌，特别是脱氧样品法和标准加入法。适用于与所有丝网印刷电极配合使用，但建议与溶液方案的丝网印刷电极配合使用。

Optional accessories

Order no.	Description	
DRP-CAC	丝网印刷电极电缆连接器 可将DropSens丝网印刷电极连接至各型号稳压器。推荐用于批量工作或流量分析。	
DRP-CAST	丝网印刷电极μStat电缆连接器 可将各DropSens设备连接至DropSens丝网印刷电极。	
DRP-CELLHOLDER	流通池支架 在批量分析中进行装置改进时，该配件可与 CELL 和 CELL-PEEK 结合使用。	