



流通池支架


DRP-CELLHOLDER

在批量分析中进行装置改进时，该配件可与 CELL 和 CELL-PEEK 结合使用。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-CELL-PEEK	丝网印刷电极聚醚醚酮流通池

聚醚醚酮流通池，用于批处理中选择性搅拌，特别是脱氧样品法和标准加入法。适用于与所有丝网印刷电极配合使用，但建议与溶液方案的丝网印刷电极配合使用。



甲烷流通池，用于批处理中选择性搅拌，特别是脱氧样品法和标准加入法。可用于所有丝网印刷电极，但一般用于SPes格式溶液方案。

