



丝网印刷电极聚四氟乙烯内流通池-锥形池

DRP-CFLWCL-CONIC-TEF

聚四氟乙烯锥形池，可与标准格式丝网印刷电极配合使用，将电化电池置于其中间带。闭合系统拥有大功率磁铁。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-110GPH-U50	石墨烯改性丝网印刷碳电极


石墨烯改性丝网印刷碳电极，适用于带强化电化学活动区域的（生物）传感器的研发。



DRP-CAC

丝网印刷电极电缆连接器

可将DropSens丝网印刷电极连接至各型号稳压器。推荐用于批量工作或流量分析。



DRP-250BT-U75 丝网印刷金电极（辅助电极：Pt；参比电极：Ag）/墨迹BT

丝网印刷金电极（辅助电极：Pt；参比电极：Ag）/墨迹BT。宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。



DRP-CAST

丝网印刷电极 μ Stat电缆连接器

可将各DropSens设备连接至DropSens丝网印刷电极。



DRP-C013-U75 丝网印刷银电极（辅助电极：C；参比电极：Ag）

丝网印刷银电极（辅助电极：C；参比电极：Ag）。工作电极直径：1.6 mm。

