



丝网印刷电极流通磁性实验

DRP-CFLWCL-MAGN

甲烷壁面射流流通池，其FIA拥有强力磁珠。可与标准格式丝网印刷电极配合使用，将电化电池置于其中间带。含安装配件。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-110STR-U50	链亲和素改性丝网印刷碳电极

链亲和素改性丝网印刷碳电极，提供稳定的高亲和性表面，以生成大量生物素化分子。



DRP-CAC

丝网印刷电极电缆连接器

可将DropSens丝网印刷电极连接至各型号稳压器。推荐用于批量工作或流量分析。



DRP-C013-U75 丝网印刷银电极（辅助电极：C；参比电极：Ag）

丝网印刷银电极（辅助电极：C；参比电极：Ag）。工作电极直径：1.6 mm。



DRP-CAST

丝网印刷电极 μ Stat电缆连接器

可将各DropSens设备连接至DropSens丝网印刷电极。



DRP-F10-U75

丝网印刷氰化亚铁/碳电极

丝网印刷氰化亚铁/碳电极。适用于测定低检测电位的过氧化氢。

