



聚四氟乙烯内流通池-仅工作电极

DRP-CFLWCL-WE-TEF

FIA聚四氟乙烯壁面射流流通池，O型圈仅套住工作电极。可与标准格式丝网印刷电极配合使用，将电化电池置于其中心处。闭合系统拥有大功率磁铁。含安装配件。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-110PANI-U50	聚苯胺改性丝网印刷碳电极


聚苯胺改性丝网印刷碳电极，适用于带强化电化学反应区域的（生物）传感器的研发。



DRP-CAC

丝网印刷电极电缆连接器

可将DropSens丝网印刷电极连接至各型号稳压器。推荐用于批量工作或流量分析。



DRP-710-U75

丝网印刷普鲁士蓝/碳电极

丝网印刷普鲁士蓝/碳电极。适用于测定低检测电位的过氧化氢。



DRP-CAST

丝网印刷电极 μ Stat电缆连接器

可将各DropSens设备连接至DropSens丝网印刷电极。



DRP-550-U75

丝网印刷铂电极（辅助电极：Pt；参比电极：Ag）

丝网印刷铂电极（辅助电极：Pt；参比电极：Ag）。宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。

