




交叉指型电极聚四氟乙烯内流通池


DRP-FLWCL-IDE-TEF

FIA聚四氟乙烯壁面射流流通池。可与IDE参比电极，如G-IDEAU10、G-IDEAU5、G-IDEPT10、G-IDEPT5、G-IDECONAU10和G-IDECONPT10配合使用。闭合系统拥有大功率磁铁。含安装配件。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-CACIDE	交叉指型电极电缆连接器/玻璃基板

可将带玻璃基板的DropSens交叉指型电极连接至各型号稳压器。



DRP-G-IDEAU10-U20 叉指金电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底

叉指金电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底



DRP-G-IDECONAU10-U20 同心叉指金电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底

同心叉指金电极/10 微米直线和间隙/玻璃衬底



DRP-G-IDEPT5-U20 叉指铂电极/5 微米直线和间隙/玻璃衬底

叉指铂电极/5 微米直线和间隙/玻璃衬底

