




丝网印刷电极聚醚醚酮内流通池

DRP-FLWCL-PEEK

FIA聚醚醚酮壁面射流流通池。可与标准格式丝网印刷电极配合使用，将电化电池置于其中间带。闭合系统拥有大功率磁铁。含安装配件。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-250BT-U75	丝网印刷金电极（辅助电极：Pt；参比电极：Ag）/墨迹BT


丝网印刷金电极（辅助电极：Pt；参比电极：Ag）/墨迹BT。宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。



DRP-CAC

丝网印刷电极电缆连接器

可将DropSens丝网印刷电极连接至各型号稳压器。推荐用于批量工作或流量分析。



DRP-710-U75

丝网印刷普鲁士蓝/碳电极

丝网印刷普鲁士蓝/碳电极。适用于测定低检测电位的过氧化氢。



DRP-CAST

丝网印刷电极 μ Stat电缆连接器

可将各DropSens设备连接至DropSens丝网印刷电极。



DRP-C223AT-U75

丝网印刷金电极（辅助电极：Au；参比电极：Ag）直径：1.6/墨迹AT

丝网印刷金电极（辅助电极：Au；参比电极：Ag）/墨迹AT。工作电极直径：1.6 mm。

