



8X格式丝网印刷电极1通道流通池

DRP-FLWCL8X1C

甲烷薄层流通池，为FIA提供同步测量。可与8X格式丝网印刷电极配合使用。闭合系统带有螺栓。含安装配件。

Optional accessories


Order no.	Description
DRP-8X110-U20	8X丝网印刷碳电极

8X丝网印刷碳电极（辅助电极：碳；参比电极：Ag），丝网印刷电化学数组由8个三电极电化电池组成。特别适用于多元同时分析的研发。



DRP-CAC8X 8X格式丝网印刷电极电缆连接器

可将DropSens8X格式丝网印刷电极连接至各型号稳压器（多个）。



DRP-CAST8X 8X格式丝网印刷电极μStat 8000(P)电缆连接器

可将各μStat 8000(P)设备连接至8X格式丝网印刷电极。

