



氢渗透实验用套件

DRP-H2PERMKIT

根据 ASTM G148 规范进行氢渗透实验的完整解决方案。该套件包含一台 μ Stat-i Multi4（4 通道电位隔离），一台 Devanathan-Stachurski 测量池，和所需的电极线接头。DropView 8400M 软件能帮助您通过非常直接的计算来评估样品的渗透率。

Scope of delivery DRP-H2PERMKIT

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	DRP-STAT-I-MULTIX	μ Stat-i MultiX 多通道 (Bi) 恒电位仪/恒电流仪/阻抗分析仪 (MultipleIS®)

允许高达 16 通道多用户和多学科电化学研究的多通道仪器（双恒电位仪/恒电流仪/EIS）。



本测量池包含了两个电化学室，其会在负载池中产生氢气，并在氧化池中进行检测。从而可以用于在其他应用中，评估氢在各种金属膜中的吸收、渗透和传输。



用于 μ Stat-i 400 和双丝网印刷电极的 μ Stat 电缆连接器

