



丝网印刷电极拉曼流通池

DRP-RAMANCELL

黑色聚四氟乙烯反射池，用于丝网印刷电极结合参考 RAMANPROBE 进行拉曼光谱电化学测量。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-220BT-U75	丝网印刷金电极（辅助电极：Au；参比电极：Ag）/墨迹BT

丝网印刷金电极（辅助电极：Au；参比电极：Ag）/墨迹BT。宜结合微体积进行分散测定或研发特定传感器。



DRP-CAST

丝网印刷电极 μ Stat电缆连接器

可将各DropSens设备连接至DropSens丝网印刷电极。



DRP-C013-U75

丝网印刷银电极（辅助电极：C；参比电极：Ag）

丝网印刷银电极（辅助电极：C；参比电极：Ag）。工作电极直径：1.6 mm。



DRP-

RAMANPROBE

拉曼探针

反射探针设计用于单激发 785 nm 波长（高达 500 mW）。适用于与丝网印刷电极 DropSens 拉曼流通池或任何传统拉曼装置一起工作。

