

用于传统电极的 UV-Vis/NIR 光谱电化学池

DRP-REFLECELL-C

使用传统电极测量的 UV-Vis/NIR 光谱电化学池。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-SPELEC1050	SPELEC VIS-NIR 仪 (350-1050 nm) SPELEC1050 是一种进行光谱电化学测量的仪器。SPELEC1050 将一个光源、一个双恒电位仪/恒电流仪和一个光谱仪 (VIS-NIR 波长范围: 350-1050 nm) 结合在一个箱子中, 并配有专用的光谱电化学软件, 可同步进行光学和电化学实验。 
DRP-SPELEC	SPELEC UV-VIS 仪 (200-900 nm) SPELEC 是一种进行光谱电化学测量的仪器。SPELEC 将一个光源、一个双恒电位仪/恒电流仪和一个光谱仪 (UV/VIS 波长范围: 200-900 nm) 结合在一个箱子中, 并配有专用的光谱电化学软件, 可同步进行光学和电化学实验。 
DRP-SPELEC-NIR	SPELEC NIR 仪 (900-2200 nm) SPELEC NIR 是一种可进行光谱电化学测量的仪器。SPELEC NIR 将一个光源、一个双恒电位仪/恒电流仪和一个光谱仪 (近红外波长范围: 900-2200 nm) 结合在一个箱子中, 并配有专用的光谱电化学软件, 可同步进行光学和电化学实验。 