



μStat-i 400s 恒电位仪/恒电流仪/阻抗分析仪 (EIS)


DRP-STAT-I-400S

μStat-i 400s 是一款便携式恒电位仪/恒电流仪/阻抗分析仪 (EIS)，可以用于伏安、电流、电位分析和 EIS 的测量。μStat-i 400s 由锂电池供电，可以通过 USB 和 Bluetooth® 蓝牙便捷地连接到个人计算机上。

Scope of delivery DRP-STAT-I-400S

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

DropView 8400M 是所有 Metrohm DropSens 电化学仪器的高级配套软件，让您能够轻松直观地进行电化学实验。该软件可自动检测所连接的仪器并调整菜单。借助快捷按键和下拉菜单，操作电化学仪器变得异常简单。



主要特性:

视各设备的具体功能而定:

- 简单易用，直观便捷
- 高级电化学软件
- 包含所有主要恒电位与恒电流技术（包括 EIS）
- 包含用于腐蚀、阻抗分析或氢渗透实验数据处理的高级功能
- 支持远程连接的软件功能，可实现多用户协同操作
- 支持独立通道或多通道配置，可在多个工作电极共享辅助电极与参比电极的情况下进行测量
- 一键导出任意格式，一键保存与加载方法段、曲线及测量数据
- 可通过多种选项（包括3D绘图）处理和设计实验视图
- 使用脚本命令对常规实验进行编程，使用手动脚本命令创建您自己的电化学技术
- 通过 PIO 配置实现对外部设备/系统的自动控制

运行 DropView 8400M 的计算机要求:

- 兼容 Windows 8、8.1、10 或 11。兼容 Mac OS X、“Mountain Lion”或更高版本（需申请开通）。
- 需 8GB 的可用 RAM 空间
- 64 位（x64）处理器。- RAM 最低要求 16GB，建议 32GB。
- 屏幕分辨率最低要求为 1024 × 768，建议 1280 × 1024