

丝网印刷电极传输池

DRP-TRANSCELL

聚四氟乙烯池，与透明丝网印刷电极和准直镜（参考CLENs）配合用于传输试验。

Optional accessories

Order no.	Description
DRP-AUTR10-U20	光学透明金电极 光学透明金电极。特别适用于光谱电化学的应用。 
DRP-CAC-P	丝网印刷电极电缆连接器/塑料基板 可将带DropSens丝网印刷电极连接至各型号稳压器。 
DRP-ITO10-U20	光学透明ITO丝网印刷电极 光学透明ITO丝网印刷电极。特别适用于光谱电化学的应用。 

光学透明PEDOT丝网印刷电极。 特别适用于电化学发光法和光谱电化学的应用。

