




双模双恒电位仪模块

MBA.S

MBA.S 是一个附加的双恒电位仪模块，其能够安装在 MultiBA (MBA) Autolab 恒电位仪/电流仪中，为 MBA 仪器增加额外的工作电极。在一台 MBA 仪器中可以安装不超过 5 个 MBA.S 模块和一个 FRA32M.S 模块。

Optional accessories

Order no.	Description
RRDE.AUPT.S	旋转环盘电极，金盘铂环

RRDE 电极头由 5mm 的金盘组成，带有间距为 375 μ m 的同心铂环，理论收集效率为 24.9%。



RRDE.GCPT.S 旋转环盘电极, Glassy Carbon 盘铂环

RRDE 电极头由 5mm 的 Glassy Carbon 盘组成, 带有间距为 $375\mu\text{m}$ 的同心铂环, 理论收集效率为 24.9%。

