



797 VA Computrace 用于痕量分析

MVA-01

用于采用伏安法分析痕量和成分构成的分析系统。用于手动操作。该系统适用于在常规和研发实验室中进行大量分析。由 797 VA Computrace 组成。不包括计算机。

Optional accessories

Order no.	Description
2.800.0010	800 Dosino多思 驱动头
	800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。



2.843.0040 843 VA Membrane Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统

843 隔膜泵站有两个内置的隔膜泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。

用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。



2.843.0140 843 VA Peristaltic Pump Station, 用于紧凑型 VA 系统

843 蠕动泵站有两个内置的蠕动泵，可直接由 797 伏安极谱仪借助远程控制信号来控制这两个泵。可自动冲洗并在 VA 和 CVS 系统中通过 797 VA Computrace 半自动及全自动清空量杯。

用于伏安测量的仪器型号中包含了自动冲洗和清空量杯的完整配件。




2.846.0010 846 Dosing Interface

带 USB 功能的控制单元，用于连接多至四台 800 Dosino 或 805 Dosimat 进行加液和 Liquid Handling 作业。需要 Touch Control 或连至安装有 OMNIS Software、tiamo™、MagIC Net, viva 或 797 VA Computrace 的计算机进行操作。



6.2055.100 试剂瓶固定器，双瓶

试剂瓶固定器，用于2只1升的试剂瓶。用于6.5617.000吸液设备



807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

