



OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

2.1006.0010

Stabrührer zum direkten Anschluss an den OMNIS Sample Robot mit fix montiertem Kabel (2.5m).

Lieferumfang 2.1006.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.1006.0010	Rod Stirrer "Sample Robot"
		Stabrührer zum direkten Anschluss an den OMNIS Sample Robot mit fix montiertem Kabel (2.5m).



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01900.010	Rührpropeller 30 mm ETFE Rührpropeller 30 mm ETFE mit verstellbarer Höhe für die Verwendung mit Rod Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample Robot"	
6.01900.030	Rührpropeller 20 mm ETFE Rührpropeller 20 mm mit verstellbarer Höhe für die Verwendung mit Rod Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample Robot"	
6.01900.020	Rührpropeller 13 mm ETFE Rührpropeller 13 mm ETFE mit verstellbarer Höhe für die Verwendung mit Rod Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample Robot"	