



OMNIS Rod Stirrer Titration

2.1006.0020

Stabrührer zum Anschluss an ein OMNIS Titrator (Kabellänge 1.1 m).

Lieferumfang 2.1006.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.1006.0020	Rod Stirrer Titration
		Stabrührer zum Anschluss an ein OMNIS Titrator (Kabellänge 1.1 m).



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01900.010	Rührpropeller 30 mm ETFE Rührpropeller 30 mm ETFE mit verstellbarer Höhe für die Verwendung mit Rod Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample Robot"	
6.01900.030	Rührpropeller 20 mm ETFE Rührpropeller 20 mm mit verstellbarer Höhe für die Verwendung mit Rod Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample Robot"	