



Eco Dosimat

2.1007.0010

Der Eco Dosimat ist ein universell einsetzbarer Dispenser mit eingebautem Magnetrührer und Touch-Display.

Steigern Sie Ihre Effizienz und Präzision bei klassischen Laboraufgaben wie

- dem präzisen Abmessen von Volumina.
- der manuellen Titration.
- der Herstellung von Ionenstandards.
- kontrolliertem Dosieren mit vorgegebener Dosierrate.

Für alle ausgeführten Aktivitäten kann ein GLP-konformer Report als PDF abgespeichert oder ausgedruckt werden.

Inkl. Druckastenkabel für manuelle Titration und Dosiersteuerung.

Frei wählbare Zylindereinheit mit 5, 10, 20 und 50 mL

Lieferumfang 2.1007.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK	1.1007.0010	Eco Dosimat
-------	-------------	-------------

Der Eco Dosimat ist ein universell einsetzbarer Dispenser mit eingebautem Magnetrührer und Touch-Display.

Steigern Sie Ihre Effizienz und Präzision bei klassischen Laboraufgaben wie

- dem präzisen Abmessen von Volumina.
- der manuellen Titration.
- der Herstellung von Ionenstandards.
- kontrolliertem Dosieren mit vorgegebener Dosierate.

Für alle ausgeführten Aktivitäten kann ein GLP-konformer Report als PDF abgespeichert oder ausgedruckt werden.

Inkl. Druckstastenkabel für manuelle Titration und Dosiersteuerung.

Frei wählbare Zylindereinheit mit 5, 10, 20 und 50 mL.



1 STK	6.1446.030	Gelenkstopfen / B-14/(15)
-------	------------	---------------------------

Für die bewegliche Halterung von Bürettenspitzen in Titriergefäßen



1 STK	6.1446.080	Gewindestopfen / M8
-------	------------	---------------------



1 STK

6.1543.060

Spitze / Gewinde M6

Spitze mit Gewinde M6. Ergibt zusammen mit Kapillare 6.1805.160 und Gelenkstopfen 6.1446.030 die komplette Bürettenspitze 6.1537.010.



1 STK

6.1543.200

Titrierspitze / Gewinde M6

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.



1 STK

6.1602.105

Flaschenaufsatz / GL 45 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde GL 45.



1 STK

6.1619.010

Adsorberrohr für Wechseleinheit



2 STK

6.1805.090

FEP-Schlauch / M6 / 31 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1805.100

FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1819.020

Kanüle

Für Gewindebohrungen M6. Für Flaschenaufsätze 6.1602.1XX



1 STK

6.1903.020

Rührstäbchen / 16 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 16 mm lang.



1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Stativstange / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Elektrodenhalter

Elektrodenhalter für 4 Elektroden und 2 Bürettenspitzen



Schliffklammer für NS 14/15.



Für die Fixierung von Büretten- und Dosierspitzen in Titrierköpfen und Elektrodenhaltern



Handgriff für manuelles Dosieren und die manuelle Titration mit dem Eco Dosimat oder Dosimat plus



Werkzeug zum Entfernen und Montieren des Kolbens.



1 STK

6.2164.010

Tischnetzgerät 100 - 240 V/24 V DC

Tischnetzgerät für 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer und alle Eco Titratoren / Eco Dosimat.



1 STK

6.1608.023

Braunglasflasche / 1000 mL/ GL 45

Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.03002.150	Zylindereinheit Eco 5 mL Zylindereinheit 5 mL für Eco Dosimat / Eco Titrator. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.
6.03002.210	Zylindereinheit Eco 10 mL Zylindereinheit 10 mL für Eco Dosimat / Eco Titrator. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.
6.03002.250	Zylindereinheit Eco 50 mL Zylindereinheit 50 mL für Eco Dosimat / Eco Titrator. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.
6.03002.220	Zylindereinheit Eco 20 mL Zylindereinheit 20 mL für Eco Dosimat / Eco Titrator. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.



Kompaktdrucker mit USB-Schnittstelle für

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (Kabel 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Papierbreite 60 mm (40 Zeichen). Inklusive USB-Kabel 6.2151.120.

Kompakt-Nadeldrucker mit USB und RS232 Schnittstelle für

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 865 / 876 Dosimat plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 862 Compact Titrosampler (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 870 KF Titrino plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 899 Coulometer (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)



(+) Kabel im Lieferumfang enthalten