

OMNIS Sample Robot Oven

2.1030.0010

Hauptmodul für den Aufbau eines OMNIS Sample Robot Oven in der Grösse S. Dieses Modul beinhaltet Modul- und Rackträger. Es ist bereits mit dem Hauptlift und einem Greifer ausgerüstet. Für den Ausbau zum funktionsfähigen Sample Robot Oven wird neben Sample Racks auch mindestens ein Ofenmodul benötigt.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02041.140	OMNIS Probenrack 77 x 2R OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Oven, passend für 77 2R Probenvials.

