



Waage zu 864 Robotic Balance Sample Processor, 115V

2.135.0205


Die Waage (Precisa) hat einen speziellen Aufbau für den Betrieb unter dem Probenrack 6.2068.010 des 864 Robotic Balance Sample Processors. Das Netzteil ist für 115V ausgelegt.

Lieferumfang 2.135.0205

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.135.0205	Waage zu 864 Robotic Balance Sample Processor, 115V
Die Waage (Precisa) hat einen speziellen Aufbau für den Betrieb unter dem Probenrack 6.2068.010 des 864 Robotic Balance Sample Processors. Das Netzteil ist für 115V ausgelegt.		



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2067.100	Wägeschale zu Probenrack 6.2068.010 Die Wägeschale ist für den 120 mL PP Becher (6.1459.300) ausgelegt und wird in das Probenrack des 864 Balance Sample Processors eingesetzt.	
6.2068.010	Probenrack, 20 x 120 mL, (PP) Probenrack zu 864 Balance Sample Processorpassend für 20 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300. Kunststoff: Polypropylen (PP)	
6.2711.080	Auffangwanne zu 864 Robotic Balance Sample Processor Die Auffangwanne schützt den Robotic Balance Sample Processor und die Waage vor Verschmutzung / Zerstörung durch Chemikalien.	