



# Waage zu 864 Robotic Balance Sample Processor, 230V

2.135.0206


Die Waage (Precisa) hat einen speziellen Aufbau für den Betrieb unter dem Probenrack 6.2068.010 des 864 Robotic Balance Sample Processors. Das Netzteil ist für 230V.

Lieferumfang 2.135.0206

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                          |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 1.135.0206 | Waage zu 864 Robotic Balance Sample Processor, 230V                                                                                                                   |
|       |            | Die Waage (Precisa) hat einen speziellen Aufbau für den Betrieb unter dem Probenrack 6.2068.010 des 864 Robotic Balance Sample Processors. Das Netzteil ist für 230V. |



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2067.100 | <p>Wägeschale zu Probenrack 6.2068.010</p> <p>Die Wägeschale ist für den 120 mL PP Becher (6.1459.300) ausgelegt und wird in das Probenrack des 864 Balance Sample Processors eingesetzt.</p>                           |    |
| 6.2068.010 | <p>Probenrack, 20 x 120 mL, (PP)</p> <p>Probenrack zu 864 Balance Sample Processorpassend für 20 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300.</p> <p>Kunststoff: Polypropylen (PP)</p> |    |
| 6.2711.080 | <p>Auffangwanne zu 864 Robotic Balance Sample Processor</p> <p>Die Auffangwanne schützt den Robotic Balance Sample Processor und die Waage vor Verschmutzung / Zerstörung durch Chemikalien.</p>                        |  |