



Ionisator zu 864 Robotic Balance Sample Processor, 115V

2.136.0305

Ionisator (HAUG) zu 864 Robotic Balance Sample Processor mit Netzteil für 115V.

Lieferumfang 2.136.0305

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.136.0305	Ionisator zu 864 Robotic Balance Sample Processor, 115V

Ionisator (HAUG) zu 864 Robotic Balance Sample Processor mit Netzteil für 115V.



1 STK

6.9013.000

Ionisationsstab zu Ionisator

Der Ionisationsstab wird mit der Halterung (6.2057.160) am 864 Robotic Balance Sample Processor angebracht.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2057.160	Halter für Ionisationsstab zu 864 Robotic Balance Sample Processor	
