



Ionisator zu 864 Robotic Balance Sample Processor, 230V

2.136.0306

Ionisator (HAUG) zu 864 Robotic Balance Sample Processor mit Netzteil für 230V.

Lieferumfang 2.136.0306

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.136.0306	Ionisator zu 864 Robotic Balance Sample Processor, 230V
		Ionisator (HAUG) zu 864 Robotic Balance Sample Processor mit Netzteil für 230V.



1 STK

6.9013.000

Ionisationsstab zu Ionisator

Der Ionisationsstab wird mit der Halterung (6.2057.160) am 864 Robotic Balance Sample Processor angebracht.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2057.160	Halter für Ionisationsstab zu 864 Robotic Balance Sample Processor	
