



USB-Thermodrucker Neo's

2.141.0100

Kompaktdrucker mit USB-Schnittstelle für den Ti-Touch, den 900 Touch Control, den Titrino plus und Dosimat plus und die 91X Meter.

Papierbreite 60 mm (40 Zeichen). Inklusive USB-Kabel 6.2151.120.

Lieferumfang 2.141.0100

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.141.0100	USB-Thermodrucker Neo's
Kompaktdrucker mit USB-Schnittstelle für den Ti-Touch, den 900 Touch Control, den Titrino plus und Dosimat plus und die 91X Meter. Papierbreite 60 mm (40 Zeichen). Inklusive USB-Kabel 6.2151.120.		



1 STK

6.2151.120

Kabel USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m

Für den Anschluss von USB-Geräten.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.9001.050	Thermopapier zu Custom Neos-N / Q3X	
	Thermopapier 60 mm / 25 m zu Custom Neos-N /Q3X. Neu: 25 Jahre Lesbarkeit bei fachgerechter Lagerung.	
	1 Rolle	

