



Thermodrucker Custom Q3X

2.142.0100

Kompaktdrucker mit USB-Schnittstelle für

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (Kabel 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

Papierbreite 60 mm (40 Zeichen). Inklusive USB-Kabel 6.2151.120.

Lieferumfang 2.142.0100

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK	1.142.0100	Thermodrucker Custom Q3X
-------	------------	--------------------------

Kompaktdrucker mit USB-Schnittstelle für

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



Papierbreite 60 mm (40 Zeichen). Inklusive USB-Kabel 6.2151.120.

1 STK	6.2151.120	Kabel USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m
-------	------------	-------------------------------------

Für den Anschluss von USB-Geräten.



1 STK	6.9001.050	Thermopapier zu Custom Neos-N / Q3X
-------	------------	-------------------------------------

Thermopapier 60 mm / 25 m zu Custom Neos-N / Q3X.
Neu: 25 Jahre Lesbarkeit bei fachgerechter Lagerung.

1 Rolle



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.9001.050	Thermopapier zu Custom Neos-N / Q3X Thermopapier 60 mm / 25 m zu Custom Neos-N / Q3X. Neu: 25 Jahre Lesbarkeit bei fachgerechter Lagerung. 1 Rolle	
6.2151.140	Y-Kabel USB A St - USB B St - Mini B St Y-Kabel zum Anschluss eines USB-Druckers an die pH/Conductometer 912 / 913 / 914. Mithilfe dieses Kabel können gleichzeitig ein Drucker und das Netzgerät mit dem Messgerät verbunden werden.	