



Nadeldrucker TX-900MH

2.143.0200

Kompakt-Nadeldrucker mit USB und RS232 Schnittstelle für

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 865 / 876 Dosimat plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 862 Compact Titrosampler (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 870 KF Titrino plus (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)
- 899 Coulometer (zusätzlich 6.2151.100 benötigt)

(+) Kabel im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 2.143.0200

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK	1.143.0200	Nadeldrucker TX-900MH
		Kompakt-Nadeldrucker mit USB und RS232 Schnittstelle für 900 Touch Control 915 KF Ti-Touch 916 Ti-Touch 917 Coulometer 877 / 848 Titrino plus 865 / 876 Dosimat plus 91X Meter (Kabel 6.2151.140) Eco Dosimat Eco Titrator Eco Coulometer 862 Compact Titrosampler 870 KF Titrino plus 899 Coulometer



--	--	--

2 STK	6.9001.070	Papierrolle für TX-900MH
		Papierrolle zu Nadeldrucker TX-900MH



--	--	--

1 STK	6.9002.070	Farbband zu Nadeldrucker TX-900MH
		

--	--	--

1 STK

6.2151.140

Y-Kabel USB A St - USB B St - Mini B St

Y-Kabel zum Anschluss eines USB-Druckers an die pH/Conductometer 912 / 913 / 914. Mithilfe dieses Kabel können gleichzeitig ein Drucker und das Netzgerät mit dem Messgerät verbunden werden.



1 STK

6.2134.040

Verbindungskabel RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle - PC. Für Titrinos, Titrino plus und 756, 831 KF Coulometer, RS-232/USB-Box



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.9002.070	Farbband zu Nadeldrucker TX-900MH	
6.9001.070	Papierrolle für TX-900MH Papierrolle zu Nadeldrucker TX-900MH	
6.2151.100	Adapter USB Mini (OTG) - USB A Für den Anschluss von USB-Geräten.	
6.9001.080	Endlosklebeetikette für TX-900MH Selbstklebende Papierrolle zu Nadeldrucker TX-900MH	