



# 700 Dosino

2.700.0010

Antrieb für Dosiereinheit, mit fest montiertem Kabel und 9-poligem Stecker (DB9).

Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar!

## Lieferumfang 2.700.0010

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                                                                      |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 1.700.0010 | 700 Dosino                                                                        |
|       |            | Antrieb für Dosiereinheit, mit fest montiertem Kabel und 9-poligem Stecker (DB9). |



1 STK

6.1546.030

Kolbenzange

Für Kolben der 807 Dosing Units oder Zylindereinheiten OMNIS.



---

1 STK

6.2134.200

Adapter DB9 St. /Mini Din8 Bu



---

1 STK

6.2148.040

Adapterbox zu Dosino 700 ab Serie 23



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2134.020 | Adapter DB9 Buchse / Mini-DIN8 Stecker<br><br>DB9 Buchse, Mini-DIN8 Stecker. Für die Verbindung 700.0010 Dosino - 751, 758, 799 Titrinos, 756, 831 KF Coulometer, 711 Liquino. |  |

---