



700 Dosino

2.700.0020

Der 700 Dosino ist ein Antrieb für Dosiereinheit. Mit fest montiertem Kabel und Mini-DIN-Stecker.

Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar!

Lieferumfang 2.700.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.700.0020	700 Dosino
		Der 700 Dosino ist ein Antrieb für Dosiereinheit. Mit fest montiertem Kabel und Mini-DIN-Stecker.



1 STK

6.1546.030

Kolbenzange

Für Kolben der 807 Dosing Units oder Zylindereinheiten OMNIS.



1 STK

6.2148.040

Adapterbox zu Dosino 700 ab Serie 23



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2134.010	Adapter DB9 Stecker / Mini-DIN8 Buchse DB9 Stecker, Mini-DIN8 Buchse. Z.B. für den Anschluss von Dosinos 700.0020 mit MiniDIN8 Stecker an den 726, 796 Titroprocessors.	
