



703 Ti Stand mit Rührer und Pumpe

2.703.0010

Kompakter Titrierstand mit Magnetrührer und eingebauter Pumpe für die Zugabe von Lösungsmittel und für das Absaugen des Titriergefässinhaltes.

Lieferumfang 2.703.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.703.0010	703 Ti Stand mit Rührer und Pumpe Kompakter Titrierstand mit Magnetrührer und eingebauter Pumpe für die Zugabe von Lösungsmittel und für das Absaugen des Titriergefässinhaltes.



2 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1446.060

Stopfen / B-14/15 / M10



1 STK

6.1543.110

Dosierspitze / Gewinde M8

Dosierspitze mit Gewinde M8



2 STK

6.1602.105

Flaschenaufsatz / GL 45 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde GL 45.



1 STK

6.1608.023

Braunglasflasche / 1000 mL/ GL 45

Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.



1 STK

6.1608.030

Runde Glasflasche / 1000 ml / GL 45



1 STK

6.1609.010

Adsorberrohr mit Schlauchnippel

Deckel mit Schlauchnippel.



2 STK

6.1801.000

PVC-Schlauch / 4 mm / 7 mm / 1m





1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für
Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



Für 681 Pump Unit und 703 Ti Stand



Für Gewindebohrungen M8. Für Flaschenaufsätze 6.1602.1XX und
Flaschen 6.1608.0XX



1 STK

6.2001.010

Stativkonsole mit Stativstange

Für Dosimaten und Titrinos



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

Schliffklammer für NS 14/15.



1 STK

6.2108.100

Verbindungskabel zu 622/649/703/728 / 0.5 m

Für die Speisung der Rührer 622, 649, 728 und des 703 Ti Stand aus Steuergeräten und entsprechenden Dosimaten



1 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.

