



# 728 Magnetic Stirrer mit Stativ, 110 V US

2.728.0031

Inkl. Bodenplatte mit Stativstange 6.2026.010; inkl. Speisegerät 6.2119.020. U = 100...120 V, US-Stecker.

Lieferumfang 2.728.0031

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                       |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 1.728.0010 | 728 Stirrer ohne Stativ                                                                                                                            |
|       |            | Für die Montage an Stativstange Ø10 mm; ohne Bodenplatte (resp. Halter) und ohne Stativstange; ohne Speisegerät, jedoch mit fest montiertem Kabel. |



1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



---

1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



---

1 STK

6.2026.010

Stativkonsole mit Stativstange

Komplett, mit Stativstange, totale Länge 42 cm. Für die Verwendung des Magnet-Schwenkrührers 649, 728 allein (ohne Dosimat)



---

1 STK

6.2117.020

Netzgerät EU 220V/9V DC

Ohne Kabel und Netzstecker, mit Standard-Kaltgeräte-Steckerbuchse (C14). Eingang: 220...240 V AC. Für Rührer 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand oder Spectrosense. Ausgang: 9 V DC/0.2 A.

