



728 Magnetic Stirrer mit Stativ

2.728.0040

Für den Ausbau der Dosimaten 645, 685, 665/765, 715/775, 725/776 zu Titrierständen oder zur Ergänzung der Titrinos und der KF-Coulometer; inkl. Bodenplatte mit Stativstange 6.2001.010 und Elektrodenhalter; ohne Speisegerät, mit fest montiertem Kabel.

Lieferumfang 2.728.0040

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.728.0010	728 Stirrer ohne Stativ Für die Montage an Stativstange Ø10 mm; ohne Bodenplatte (resp. Halter) und ohne Stativstange; ohne Speisegerät, jedoch mit fest montiertem Kabel.



1 STK

6.1903.020

Rührstäbchen / 16 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 16 mm lang.



1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



1 STK

6.2001.010

Stativkonsole mit Stativstange

Für Dosimaten und Titrinos



1 STK

6.2013.010

Stellring

Für Stativstangen mit Durchmesser 10 mm.



1 STK

6.2021.020

Elektrodenhalter

Elektrodenhalter für 4 Elektroden und 2 Bürettenspitzen



1 STK

6.2723.130

Schutzhülle 655/665/765

Schutzhülle zu den 655, 665, 765 Dosimats

