




Probenwechsler 760

2.760.0010

Der Probenwechsler für einfache Automationsaufgaben, die sich mit Standardprogrammen lösen lassen. Probengefäße und Probenracks sind identisch mit dem Probenwechsler 730. Pumpen können bei Bedarf extern angesteuert werden.

Lieferumfang 2.760.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2752.010	Steckerabdeckung
		Für den 717, 730, 760 Sample Changers, IC Sample Processors, 774 Oven Sample Processor



2 STK

6.1236.020

Schliffhülse NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm und O-Ring.



1 STK

6.1446.160

Thermometer-Stopfen / B-14/15 / schräger Einsatz

Zum Schrägstellen von Einsätzen im Titrierkopf 6.1458.010.



1 STK

6.1805.110

FEP-Schlauch / M6 / 80 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1815.010

Spiralband / 0.5 m

Zum Zusammenhalten verschiedener Kabel oder Schläuche.



1 STK

6.2041.310

Probenrack, 12 x 250 mL, (PVC)

Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 12 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



3 STK

6.2709.070

Führungshülse

Für die Fixierung von Büretten- und Dosierspitzen in Titrierköpfen und Elektrodenhaltern




1 STK

6.5610.010

KFT Ausrüstung für Sample Processor 810/ 814

Karl-Fischer-Ausrüstung für Sample Processor 810 bzw. 814.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1453.220	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 200 mL, 1 Stück Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 200 mL, passend zu Probenracks 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 und 6.2068.030, 1 Stück	
6.1453.250	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 250 mL, 1 Stück Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 250 mL, passend zu Probenracks 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 und 6.2068.030, 1 Stück	
6.1458.010	Titrierkopf / 6 x NS 14 und 3 x NS 9 Öffnung Mit 6 NS 14 und 3 NS 9 Öffnungen.	
6.1458.020	Titrierkopf / 4 x M10-Anschlüsse Mit 4 Schraubnippeln M10, inkl. Stopfen.	

6.1458.030

KF-Titrierkopf / 4 x M10-Anschlüsse

Mit 4 Schraubnippeln M10, inkl. Stopfen.

