

Pump Unit 772 «Spülen»

2.772.0030

Schlauchpumpe zum Spülen von Probenbechern und Elektroden. Die Version «Spülen» enthält umfangreiches Zubehör zum Spülen. Die Pumpe lässt sich über eine Relay Box 731 ansteuern. Sie ist geeignet zur Förderung von Lösemitteln.

Lieferumfang 2.772.0030

Qt.	Order no.	Beschreibung	
1 STK	6.1621.000	Kanister / 10 L Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.	
3 STK	6.1805.060	FEP-Schlauch / M6 / 60 cm Mit Licht- und Knickschutz.	
1 STK	6.1812.000	PTFE-Schlauch 4 mm / 6 mm / 4 m	

2 STK

6.1820.050

Adapter, M6 / Olive

Für Pumpschlauch 6.1826.100, zu Peristaltikpumpen.



1 STK

6.1826.100

Pumpschlauch 6.4 mm / 1 m

Als Ersatz des in der 772 Pump Unit und 843 Pump Station (peristaltic) verwendeten Pumpschlauches.



1 STK

6.1828.000

PVDF-Anschlussnippel

Für Kanister 6.1621.000.



3 STK

6.2740.020

Sprühdüse

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1826.160	Pumpschlauch Viton Für Peristaltikpumpen.


