



786 Swing Head mit Transferkopf rechts

2.786.0020

Zusatzsausrüstung zu den Robotic Sample Processors XL zum Transferieren / Pipettieren aus kleineren Probengefässen in grössere Titrationsgefässe auf dem Rack oder in eine externe Titrierzelle, welche rechts von der Arbeitsstation angebracht werden kann.

Lieferumfang 2.786.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.786.0010	786 Swing Head mit Transferkopf links
		Zusatzsausrüstung zu den Robotic Sample Processors XL zum Transferieren / Pipettieren aus kleineren Probengefässen in grössere Titrationsgefässe auf dem Rack oder in eine externe Titrierzelle, welche links von der Arbeitsstation angebracht werden kann.



1 STK

6.1462.040

Schwenkarm mit Transferkopf für 786 Swing Head,
rechtsschwenkend

Transfer-Schwenkarm für Liquid-Handling-Aufgaben



1 STK

6.1562.100

Pipettierschlauch / 10 mL

Pipettierschlauch für den vollautomatischen Transfer von
Probenlösungen.



1 STK

6.1823.010

Führungsschacht zu Pipettierschlauch

Zur Montage im Transfer-Schwenkarm an den Robotic Sample Processors



1 STK

6.2621.120

Inbusschlüssel 1.5 mm

