



786 Swing Head mit Schwenkarm Titration, nach links oder rechts schwenkend

2.786.0030

Zusatzsausrüstung zu den Robotic Sample Processors XL zum direkten Titrieren in Probengefässen von 75 mL und grösser.

Lieferumfang 2.786.0030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.786.0010	786 Swing Head mit Transferkopf links Zusatzsausrüstung zu den Robotic Sample Processors XL zum Transferieren / Pipettieren aus kleineren Probengefässen in grössere Titrationsgefässe auf dem Rack oder in eine externe Titrierzelle, welche links von der Arbeitsstation angebracht werden kann.



1 STK

6.1462.050

Schwenkarm mit Titrierkopf für 786 Swing Head,
links- oder rechtsschwenkend

Titrierkopf für Swing Head



1 STK

6.1808.040

Gewindeadapter M6 aussen / M8 innen

Gewinde M6 aussen, M8 innen.



1 STK

6.1909.030

Rührpropeller / 95 mm

Rührpropeller, Schaft aus PP, Spitze aus PVDF. Einbaulänge ab Unterkante
des Schliffs: 104 mm. Für KF-Anwendungen mit Stabrührer 722, 802



2 STK

6.2042.030

Schlauchspitzenklammer (Stabrührer)

Klammer für die stabile Anordnung von Bürettenspitzen, Dosier- oder
Absaugschläuchen bei Verwendung eines Stabrühreres im
Titrationsgefäß eines Probenwechslers



