



786 Swing Head

2.786.0040

Zusatzsausrüstung zu den Robotic Sample Processors XL ohne Titrier- oder Transferkopf.

Lieferumfang 2.786.0040

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.786.0010	786 Swing Head mit Transferkopf links Zusatzsausrüstung zu den Robotic Sample Processors XL zum Transferieren / Pipettieren aus kleineren Probengefässen in grössere Titrationsgefässe auf dem Rack oder in eine externe Titrierzelle, welche links von der Arbeitsstation angebracht werden kann.





Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1462.240	Transferkopf gekrümmt rechtsschwenkend zu 786 Swing Head Transferkopf gekrümmt und rechtsschwenkend zu 786 Swing Head. Der Transferkopf kann mit dem Adapter 6.1808.220 bestückt dazu verwendet werden auf mehrreihigen Racks verschiedene Werkzeuge mit Luer Anschluss aufzunehmen.	
6.1462.250	Schwenkarm linksschwenkend für Polytron zu 786 Swing Head Schwenkarm linksschwenkend für Polytron zu 786 Swing Head mit einer eingezogenen Bürettenspitze für die Zugabe von Lösemitteln oder Titrant und drei Sprühdüsen zur Reinigung. Der Schwenkarm ermöglicht den Einsatz des Polytrons zur Probenvorbereitung auf mehrreihigen Probenracks.	
6.1462.260	Schwenkarm mit Halterung für Titrierkopf, linksschwenkend, extern Titrierkopfhalterung zu 786 Swing Head mit Möglichkeit auf externe Positionen zu schwenken	
6.2058.040	Schwenkarmverstärkung zu Swing head 786 Schwenkarmverstärkung zur Stabilisierung des am Swing Head 786 angeschlossenen Schwenkarms beim Arbeiten mit verschiedenen Werkzeugen	

6.2058.090

Verstärkung zu SwingHead R

Verstärkung zum 786 Swing Head (ab Serie 31) für den Gebrauch von
Schwenkarmen mit Abstreiffunktion

