



800 Dosino

2.800.0010

Der 800 Dosino ist ein Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 150 cm).

Lieferumfang 2.800.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.800.0030	800 Dosino (Kabellänge 1.5 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 1.5 m).



Für Kolben der 807 Dosing Units oder Zylindereinheiten OMNIS.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1562.130	Transferschlauch mit Halter 2 x M6 / 10 mL zu Sample Processors	
	Transferschlauch zur Probenverdünnung und Anreicherung mit dem Dosino an Sample Processor.	
6.2151.010	Kabel MSB Stecker / Buchse	
	Verlängerungskabel für MSB-Verbindungen und für Touch Control - Titrando. Mini-DIN Buchse - Mini-DIN Stecker	
6.3032.120	807 Dosing Unit 2 mL	
	807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.	
6.3032.150	807 Dosing Unit 5 mL	
	807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 5 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.	

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 10 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 20 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 50 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.

