



802 Stirrer zu Probenwechsler

2.802.0020

Stabrührer zu Probenwechsler und Sample Processor.

Mit 6.1909.020 Rührpropeller 104 mm und fest montiertem Kabel.

Lieferumfang 2.802.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.802.0010	802 Rod Stirrer zu Titrierstand 727
		Stabrührer inkl. separatem Drehzahlregler 6.2137.000 und Rührpropeller 6.1909.010.



1 STK

6.1909.020

Rührpropeller / 95 mm

Rührpropeller, Einbaulänge ab Unterkante des Schliffs: 104 mm. Für den Einsatz in Bechergläsern mit Stabrührer 722, 802



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1909.050	Rührpropeller / 102 mm Rührpropeller für die Verwendung des 802 Stirrer mit Probenracks für 120-mL-Becher (6.1459.300)	
6.1909.060	Rührpropeller / 95 mm Rührpropeller mit 3 Flügeln zum intensiven Rühren	