



802 Stirrer zu 804 Ti Stand

2.802.0040

Stabrührer inkl. Rührpropeller 6.1909.010.

Lieferumfang 2.802.0040

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.802.0010	802 Rod Stirrer zu Titrierstand 727 Stabrührer inkl. separatem Drehzahlregler 6.2137.000 und Rührpropeller 6.1909.010.



Rührpropeller, Einbaulänge ab Unterkante des Schliffs: 96 mm. Für den Einsatz in Bechergläsern mit Stabrührer 722, 802.

